



FIXADOR EXTERNO ESTÁTICO FAST PARA OSSOS MÉDIOS E LONGOS



FX.1803 CONECTOR BARRA PINO 6MM





FX.1802 CONECTOR BARRA PINO 4MM

FX.1801 CONECTOR BARRA BARRA

TODOS CONECTORES COM AUXÍLIO DE ABERTURA POR MOLA

SISTEMA DE TRAVAMENTO ANTI ROTACIONAL DA BARRA, GARANTINDO MAIS ESTABILIDADE AO SISTEMA QUANDO TRAVADO



FX.1804.R.XXX BARRA LONGITUDINAL RANHURADA



FX.1804.L.XXX BARRA LONGITUDINAL LISA



O Fixador Externo Estático Fast é recomendado para Fraturas de membros Inferiores. Sua aplicação deve estar associada a utilização de pinos de Schanz de Ø4,0 para o FX.1802 e Ø4,8 à Ø6,0 para o FX.1803.

OBS: Os pinos e instrumentais devem ser adquiridos separadamente. (Consulte-nos)



vendas@rufinoortopedia.com.br



www.rufinoortopedia.com.br



Av. Pedro Botesi, 2099, Mogi Mirim SP



19 3806-4251