


## FIXADOR EXTERNO ANGULAR ARTICULADO DE COTOVELO

Comprimento de 330 mm para Pinos de Schanz de Ø4,8 ou Ø5,0mm

**FIXADOR EXTERNO ANGULAR ARTICULADO GRANDE PARA COTOVELO**



Sistema de distração para ligamentotaxia.

**FIXADOR EXTERNO ANGULAR ARTICULADO MEDIO PARA COTOVELO**

Comprimento 260mm para Pinos de Schanz Ø4,8 ou Ø5,0mm

Sistema movimento e travamento angular por eixo garantindo uma maior rigidez e precisão ao dispositivo

**FIXADOR EXTERNO ANGULAR ARTICULADO PEQUENO PARA COTOVELO**

Comprimento de 210mm para Pinos de Schanz Ø4,0mm

### Vantagens

- Tratamento de fraturas e luxações do cotovelo e rigidez articular
- Sistema de distração passiva para a rigidez articular
- Mecanismo externo de compressão e distração para ligamentotaxia
- Produto fornecido estéril
- Acompanha chave de perto com cabo longo



[vendas@rufinoortopedia.com.br](mailto:vendas@rufinoortopedia.com.br)



[www.rufinoortopedia.com.br](http://www.rufinoortopedia.com.br)



Av. Pedro Botesi, 2099, Mogi Mirim SP



19 3806-4251