

FIXADOR EXTERNO ARTICULADO LINEAR (PELVE) PRODUTO ESTÉRIL

VÁRIAS POSSIBILIDADES DE MONTAGEM

COM 3 CONECTORES
BARRA BARRA

COM 6 CONECTORES BARRA PINO PARA
PINOS DE SCHANZ DE Ø4.0, Ø4.8 ou Ø5.0

Sistema de posicionamento
e travamento angular

ACOMPANHA CHAVE COMBINADA

O Fixador Externo Articulado Linear é recomendado para Fraturas de Pelves
Sua aplicação deve estar associada a utilização de pinos de Schanz de Ø4.0, Ø4.8 ou Ø5.0mm.

O Fixador Externo Articulado Linear possui dois tamanhos:

FX.1904.3020- Com 3 Conectores Barra Barra, 6 Conectores Barra Pino, 2 Barras de Ø8,0x300mm e 2 Barras Ø8,0x200mm.

FX.1904.3525- Com 3 Conectores Barra Barra, 6 Conectores Barra Pino, 2 Barras de Ø8,0x350mm e 2 Barras Ø8,0x250mm.

Obs: Os 6 pinos devem ser adquiridos separadamente.



vendas@rufinoortopedia.com.br



www.rufinoortopedia.com.br



Av. Pedro Botesi, 2099, Mogi Mirim SP



19 3806-4251