

FIXADOR EXTERNO ROTACIONAL ANGULAR PARA MEMBROS INFERIORES



FX.2020 FIXADOR EXTERNO ROTACIONAL ANGULAR GRANDE

O Fixador Externo Rotacional Angular é recomendado para ossos longos. Sua aplicação deve estar associada a utilização de 6 à 8 Pinos de Schanz de Ø4,8 ou Ø5,0. Comprimento total 295mm com alongamento até 370mm. Acompanha chave 6 mm Longa.

O Fixador Externo Rotacional Angular Médio é recomendado para ossos longos. Sua aplicação deve estar associada a utilização de 6 à 8 pinos de Schanz de Ø4,8 ou Ø5,0. Comprimento 255mm com alongamento até 290mm. Acompanha Chave 6mm longa.



FX.2021 FIXADOR EXTERNO ROTACIONAL ANGULAR MÉDIO

FX.2022 FIXADOR EXTERNO ROTACIONAL ANGULAR PEQUENO



O Fixador Externo Rotacional Angular Pequeno é recomendado para ossos médios. Sua aplicação deve estar associada a utilização de 6 pinos de Schanz de Ø3,5 ou Ø4,0. Comprimento 200mm com alongamento até 225mm. Acompanha Chave Allen Longa 5 mm.

- O Fixador Externo Rotacional Angular possui alongamento através de eixo e escala em milímetros e possuindo articulação rotacional e angular.
- Produto fornecido estéril.
- Os Pinos de Schanz devem ser adquiridos separadamente (consulte nos).



Nº REGISTRO ANVISA - 80542260054



vendas@rufinoortopedia.com.br



www.rufinoortopedia.com.br



Av. Pedro Botesi, 2099, Mogi Mirim SP



19 3806-4251